Technisches Datenblatt



MoliCare® Bed Mat Eco

Allgemeine Produktbeschreibung/Verwendungszweck

MoliCare[®] Bed Mat Eco ist eine nicht-invasive, nicht-sterile Einmal-Krankenunterlage zur Versorgung von Menschen mit Blasenschwäche und Harninkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden, die von Laien oder professionellen Pflegekräften verwendet werden kann.

Anwendung/Indikation

Die Produkte eignen sich zur Verwendung bei Blasenschwäche oder Harninkontinenz in unterschiedlichen Schweregraden.

Referenznummern*

Packungsinhalt		40x60	60x90
P300	5 Tropfen	159 001	
P100	5 Tropfen		159 002
	7 Tropfen	159 003	
	9 Tropfen	159 005	
P50	7 Tropfen		159 004
	9 Tropfen		159 006
P5	9 Tropfen		159 007

^{*} unter Umständen steht nicht in allen Ländern das vollständige Sortiment zur Verfügung

Produkt für den Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Bei Wiederverwendung des Produkts kann es zu mikrobiologischen Verunreinigungen bzw. leichten Hautinfektionen kommen.

Produktentsorgung

Um das Risiko potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu verringern, sollten Einwegkomponenten der MoliCare Bed Mat Eco gemäß den geltenden und lokalen Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

Meldung von Vorkommnissen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung des Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der national zuständigen Behörde gemeldet werden.

Materialeigenschaften

Teil	Material
Rückseite	Polyethylen, grün
	Polyethylen, blau*
saugfähiger Kern	recycelte Zellstoff-Lagen

Seite 1 von 2





MoliCare® Bed Mat Eco

nicht klebend	Schmelzkraftkleber
Außenfolie	Polypropylen-Vlies, undurchlässig, weiß

^{*} MoliCare Bed Mat Eco 9 Tropfen

Produkteigenschaften

Charakteristik	St	5 Tropfen 40x60	5 Tropfen 60x90	7 Tropfen 40x60	7 Tropfen 60x90	9 Tropfen 40x60	9 Tropfen 60x90
Gesamtgewicht:*	[g]	27,2	64,1	47,2	113,3	73,8	178,3
Gesamtlänge**	[cm]	60	90	60	90	60	90
Gesamtbreite**	[cm]	40	60	40	60	40	60

^{* ≤ ± 10%} Toleranz

Kennzeichnung

Chargenbezeichnung mit 9-stelligem Code:

z. B.: 900102822

Jahr 201X Interner Interner Interner kumulierte
Schlüssel Schlüssel Schlüssel Prüfsumme

<u>Herstellungsdatum</u>

z. B.: 2020 02 07 Jahr Monat Tag

Verwendbar bis

z. B.: 2025 02 01 Jahr Monat Tag

Medizinprodukt



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



^{** ≤ - 3%} Toleranz auf der Oberfläche

HARTMAN

Technisches Datenblatt

MoliCare® Bed Mat Eco

CE-Kennzeichnung



<u>Vertrieb</u>



Stand der Information: 2019-11-18