

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Mundschutz

Produktbeschreibung Medizinische Gesichtsmaske aus weichem und hautfreundlichem Vliesstoff, 3-lagig, mit integriertem Nasenbügel.

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	703056-b-1000
Länge	95 mm
Breite	175 mm

Produktdesign

Material	Polypropylen-Vliesstoff
Anzahl der Lagen	3
Art der Befestigung	Ohrenschlaufen (latexfrei)
Farbe	Blau
Haltbarkeit	Mindestens 3 Jahre

Physikalische Eigenschaften gemäß EN 14683

Schutzklasse	Typ II
Bakterielle Filterleistung (%)	≥ 98
Atemwiderstand (Pa/cm ²)	< 40
Mikrobiologische Reinheit (KBE/g)	≤ 30

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	50 Stk
Einzelverpackung pro Karton	20 Stk
Art der Einzelverpackung	Spenderbox
Einzelverpackungsmaße (T x H x B)	18 x 10,5 x 8 cm
Kartonmaße (T x H x B)	52 x 35 x 20 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen EN 14683:2019+AC:2019

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.